

Nabídkový list

Ochranný štít pro ochranu obličeje

Kvalitní ochrana a praktická pohodlnost!

VLASTNOSTI ŠTÍTU


Vyrobeno z polykarbonátu
Polykarbonát se používá v lékařských aplikacích
Vyhovuje normám ISO 10993-1 a USP Class VI
Vysoká odolnost proti chemikáliím a proti nárazu
Výrobno za pomoci termoformingu při teplotách 150 °C
Různé velikosti - S,M,L (možnost velikost na zakázku)

VLASTNOSTI ČELENKY

Vyrobno z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou
Materiál se běžně používá při výrobě protetických pomůcek
Velikost čelenky je nastavitelná

Pro opakované použití možno sterilizovat a to:

Teplotou do 110° C
Gama zářením
Ethylenoxidem



Tento štít nenahrazuje roušku či filtr typu FFP3, ale ochrání Vás i Vaše okolí lépe, než samotná textilní rouška.

Sleva pro distributory!
Sleva pro nemocnice!
Sleva pro sociální služby!
Sleva pro státní organizace!
Sleva pro neziskové organizace!


Simply Clean

Simply Clean s.r.o.
Vše pro úklid a hygienu
info@simplyclean.cz
www.simplyclean.cz

Vojtěch Ottomanský Tel: 607 865 631