

## **PRO.TECT Black (GA004\*)**

bez silikonu · zvýšená odolnost proti chemikáliím · černé heavy duty · nitril · jednorázové použití

### Základní specifikace:

Materiál: Nitril (bez latexu)  
Barva: Černá  
Délka: 240 mm  
Váha: 5.0 g  
Tloušťka: 0.09 mm  
Povrch: Bez pudru, chlorovaný  
Provedení: Obouruké  
Sterilní: Ne

### Kódy a velikosti

GA0042 | Small  
GA0043 | Medium  
GA0044 | Large  
GA0045 | Extra large

### Balení:

Každý box obsahuje 100ks rukavic.

Každá krabice obsahuje 10 boxů.

### Normy:



AQL 1.5 (Pinholes)



EN455 (Medical Grade)



Food Safe



EN ISO 374-1



EN ISO 374-5: VIRUS

Pro více informací o značce **PRO.TECT** prosím, klikněte na obrázek



### Hlavní parametry

- Bez silikonu
- Testované podle normy EN374
- AQL 1.5
- Bez latexu
- Oboustranné
- Vyrobené z nitrilu, který je pružný a rukavice díky tomu dobře přiléhají k ruce
- Lemovaný okraj
- Zvrásněná textura na dlani a konečků prstů
- Robustní konstrukce, těžká váha
- Fungují na dotykové obrazovky

### Přednosti

- Bez silikonu znamená bez otisků prstů na skle i kovu
- Odolné řadě chemikálií
- Splňují lékařské standardy pro pórovitost
- Vhodné pro uživatele s alergickou reakcí na latex
- Oboustrannost umožňuje výměnu pouze jedné rukavice do páru
- Nitrilové složení je velmi komfortní při použití
- Lemovaný okraj zajišťuje extra pevnost při navlékání a zabraňuje tekutinám zatéct pod rukavici
- Textura na dlani i konečcích prstů zajišťuje skvělý cit a pevný úchop, především při práci ve vlhkém a mastném prostředí
- Robustní konstrukce těchto rukavic těžké váhy zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou výdrž
- Vhodné pro práci s mobilními telefony, tablety s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundat rukavice

### Odvětví

- Automobilový průmysl
- Autoservisy
- Opravy
- Chemická výroba
- Stavebnictví
- Sklo
- Inspekce
- Elektronika
- Strojírenský průmysl
- Zahrada a květiny
- Domácí práce
- Laboratorní práce
- Lékárenské práce
- Údržba
- Výroba a montáž
- Malování a výzdoba

textura po celé ploše



**UNIGLOVES UK**  
Registered in England No: 4010200  
VAT registration 791817787

3 Ambley Green, Gillingham Business Park,  
Gillingham, ME8 0NJ, UK  
+44 (0)800 049 6602  
enquiries@unigloves.co.uk  
unigloves.co.uk

**UNIGLOVES GERMANY**  
Arzt- & Klinikbedarf  
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71  
D-53842 Troisdorf-Spich,  
+49 (0) 2241-9323-0  
unigloves@unigloves.de  
unigloves.de



**Simply Clean**

Na Celné 520, 293 01 Mladá  
Boleslav, CZ  
+420 607 865 631  
info@simplyclean.cz  
simplyclean.cz

Issue No. 5

Prepared at Gillingham  
on 11/12/19