

U Unicare Nitrile (GS003*)

zdravotnická třída · modré · lehké · pevné
nitrilové vyšetřovací rukavice

Základní specifikace:

Materiál: Nitril (bez latexu)
Barva: Modrá
Délka: 240 mm
Váha: 3.5 g
Tloušťka: 0.08 mm
Povrch: Bez pudru, chlorovaný
Provedení: Obouruké
Sterilní: Ne

Kódy a velikosti:

GS0031 | Extra small
GS0032 | Small
GS0033 | Medium
GS0034 | Large
GS0035 | Extra large

Balení:

Každý box obsahuje 100ks rukavic.

Každá krabice obsahuje 10 boxů.

Normy:



AQL 1.5 (Pinholes) EN455 (Medical Grade)



Food Safe EN ISO 374-1 EN ISO 374-5: VIRUS

Pro více informací
o značce **Unicare**
prosím,
klikněte
na
obrázek



Hlavní parametry


- Testované podle normy EN374
- AQL 1.5
- Bez pudru
- Bez ftalátů
- Testované podle normy EN1186
- Vyrobené z nitrilu, který je pružný a rukavice díky tomu dobře přiléhají k ruce
- Lemovaný okraj
- Zpevněná textura na konečcích prstů
- Výroba s důrazem na lehkost a komfort
- Fungují na dotykové obrazovky

Přednosti

- Odolné řadě chemikálií
- Splňují lékařské standardy pro pórovitost
- Snižuje riziko alergie na latex (Typ I senzitivita) and minimalizují riziko kontaminace
- Vhodné pro styk se všemi druhy potravin
- Skvěle padnou, jsou komfortní
- Lemovaný okraj zajišťuje extra pevnost při navlékání a zabraňuje tekutinám zatéct pod rukavici
- Textura na dlani i konečcích prstů zajišťuje skvělý cit a pevný úchop, především při práci ve vlhkém a mastném prostředí
- Díky složení jsou rukavice pevné a přitom lehké a minimálně snižují citlivost prstů při práci
- Vhodné pro práci s mobilními telefony, tablety s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundat rukavice

Odvětví

- Zdravotnictví • Nemocnice a kliniky
- Domácí práce • Úklidový sektor
- Zubní lékařství • Zubní hygiena
- Záchranářská služba • Sociální služby
- Potravinářský průmysl • HORECA
- Řemeslnické a údržbářské práce
- Malování a výzdoba • Tiskařský průmysl



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
unigloves.co.uk

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf-Spich,
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
unigloves.de



Simply Clean

Na Celné 520, 293 01 Mladá
Boleslav, CZ
+420 607 865 631
info@simplyclean.cz
simplyclean.cz

Vydání číslo 6

Originál vytvořen v
Gillingham 17/12/19