

Techický list produktu

Datum revize 20. září 2019

1.	Kód produktu	GS003*									
2.	Název produktu	Unicare Nitrile									
3.	Materiál	Nitril									
4.	Kontrolní parametry	Kritérium	Úroveň kontroly		AQL		Standard				
		Rozměry	S-2		4.0		EN455-2				
		Fyzické vlastnosti	S-2		4.0		EN455-2				
		Test propustnosti vody (1,000ml)	G-1		1.5		EN455-1				
		Viditelné poškození	G-1		2.5		In-house				
5.	Rozměry rukavic	Rozměry	Rozměry (mm)								
			XS	S	M	L	XL				
		Kód produktu	GS0031	GS0032	GS0033	GS0034	GS0035				
		Šířka dlaně	≤80	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110				
		Délka	≥ 240	≥ 240	≥ 240	≥ 240	≥ 240				
6.	Tloušťka materiálu	Místo měření tloušťky materiálu				Nominální šíře jedné stěny (mm)					
		Zápěstí (na lemovaném okraji)				0.05					
		Dlaň (uprostřed dlaně)				0.08					
		Konečky prstů (na konečku)				0.09					
7.	Fyzikální vlastnosti	Parametr		Před stárnutím			Po stárnutí				
		Median síly při protržení (N)		Min 6.0			Min 6.0				
		Pevnost v tahu (MPa)		Min 14.0			Min 14.0				
		Maximální prodloužení (%)		Min 500			Min 400				
8.	Proteiny	Žádné									
9.	Prachová residua	Maximálně 2.0 mg / rukavici									
10.	Okraj (zápěstí)	Lemovaný									
11.	Design	Obouruký									
12.	Povrch	Zdrsněný (mikro)									
13.	Barva	Modrá									
14.	Osvědčení kvality	Vyrobeno v souladu s ISO 9001 a ISO 13485									
15.	Váha (vel. medium)	3,5g									
16.	V souladu s normami	EN455-1	EN455-2	EN455-3	EN455-4	EN420	EN374-1	EN374-2	EN374-4	EN374-5	Styk s potravinami
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Výše uvedené údaje představují produktovou normu, kterou lze bez předchozího upozornění změnit a slouží pouze jako vodítko.